


Marcadores Fiduciaros

Marcadores Fiduciaros de Oro

Los marcadores de oro están destinados a optimizar la visualización del tejido diana durante los **tratamientos de radioterapia realizados mediante radiación externa o braquiterapia**. La colocación de los marcadores en los tejidos u órganos diana ayuda a tener una mejor identificación de las regiones anatómicas y, consecuentemente, a proveer de una mejor cobertura de la dosis.

De acuerdo con las necesidades y el propósito del tratamiento, los marcadores se presentan en diferentes tamaños y diámetros. Todos los formatos disponibles pueden ser visualizados excelentemente bajo fluoroscopia, rayos X, CT, MRI, ultrasonido u otros sistemas de imagen médica.



Marcador de oro precargado en agujas con tapón de cera.

Características principales:

- ▶ **Agujas precargadas de 17 o 18 G.**
- ▶ **Diferentes diámetros: 1.0 mm o 1.2 mm**
- ▶ **Diferentes longitudes. 3.0 mm o 5.0 mm**

	Referencia	Tamaño	Pcs
17G-20 CM	AG-10011231-1720	1.2*3.0 mm	1 aguja 1 marcador
	AG-10011233-1720	1.2*3.0 mm	3 agujas 3 marcadores
	AG-10011234-1720	1.2*5.0 mm	4 agujas 4 marcadores
18G-20 CM	AG-10011031-1820	1.0*3.0 mm	1 agujas 1 marcador
	AG-10011033-1820	1.0*3.0 mm	3 agujas 3 marcadores
	AG-10011051-1820	1.0*5,0 mm	1 agujas 1 marcadores
	AG-10011053-1820	1.0*5.0 mm	3 agujas 3 marcadores
FlexiMarc	AG-100110220-F1820	G/T 1.0 MM - 2 Nodos, Marcador GT de 20 MM de Espaciado en Aguja de 18-20 CM	1 aguja 2 marcadores de nodos
PolyMark	AG-10011103-P1820	1.0 MM - 3 MM Marcador de Polímero en Aguja de 18-20 CM	1 aguja 1 marcador