

# eXaHip

## Sistema de Inmovilización de Pelvis

**eXaHip** combina las ventajas y la funcionalidad del reposapiés (eXaFeet) y el reposarrodillas (eXaKnee). La combinación de eXaFeet y eXaKnee junto con la base eXaHip mejora y facilita el reposicionamiento del paciente.

**eXaFeet** es indexable a lo largo de la base de eXaHip hasta en 10 posiciones diferentes (A-J) y puede ajustarse en 4 angulaciones diferentes (0°, 5°, 10°, 15°).

**eXaKnee** es indexable en 3 posiciones diferentes sobre la base de eXaHip, la cual a su vez se indexa a la mesa de tratamiento o CT mediante dos barras indexadoras.

Incluye retractores de hombros como accesorio opcional, los cuales pueden fijarse en hasta 5 posiciones (A-E) dependiendo de la altura del paciente.

eXaHip es compatible con HexaPOD y se encuentra disponible en versión MR.

“eXaHip está diseñado para mejorar la precisión de la posición y el reposicionamiento de la parte inferior del abdomen y las extremidades.”

Producto	Referencia
<b>Sistema de inmovilización</b>	
eXaHip	AG1001020-AHEXA
eXaHip MR	AG1001020-AHEXA-MR
<b>Accesorios</b>	
Extensores de hombros eXaHip	1020.B13

