


eaSyFrame SFV

Sistema de inmovilización de cabeza & hombros compatible con máscaras multipunto push-pins



Características Principales:

- Anchura (53 cm) para evitar colisiones y compatible con HeXaPOD.
- Equipo Ultra-light, fabricado en material compuesto para una mínima atenuación.
- Compatible con reposacabezas estándar tipo TIMO (Espuma) y SILVERMAN (PVC).
- Dos posiciones diferentes de fijación de máscaras.
- MR CONDICIONAL hasta 3 Teslas.
- Disponible en versión de baja densidad (eaSyFrame S).

Producto	Referencia
Sistema de inmovilización	
eaSyFrame SFV-MR ultra-light	AG1001052.1
eaSyFrame S	AG1001027

eaSyFrame SLFV

Sistema de inmovilización de cabeza & hombros compatible con máscaras multipunto push-pins con opción de extensores de hombros



Características Principales:

- Anchura (53 cm) para evitar colisiones. y compatible con HeXaPOD.
- Ligero, fabricado en materiales de baja densidad para una mínima atenuación.
- Compatible con reposacabezas estándar tipo TIMO (Espuma) y SILVERMAN (PVC).
- Dos posiciones diferentes de fijación de máscaras.
- MR CONDICIONAL hasta 3 Teslas.
- Retractor de hombros con 10 posiciones (accesorio opcional).

Producto	Referencia
Sistema de inmovilización	
eaSyFrame SLFV-MR	AG1001052
Shoulders retractor	AG1001056