


# Termoplásticos eXaCast

MÁSCARAS TERMOPLÁSTICAS DE ALTA PRECISIÓN

## eXaCast

**Extensa gama de máscaras adaptadas  
a los diferentes tipos de tratamiento**




# Termoplásticos eXaCast

Las máscaras de las series eXaCast, eXaCast Accuracy, HybridCast y Violeta están fabricadas con termoplástico de la máxima calidad para ofrecer la mejor inmovilización y reproducibilidad en los tratamientos. Tanto la dureza que ofrecen, como su reducida retracción garantizan una perfecta adaptación al contorno del paciente, así como la comodidad de este. Los tiempos de moldeo varían entre las diferentes gamas de termoplástico para así adaptarnos a los flujos y forma de trabajo de cada centro.

## Una gama adaptada a las necesidades de cada centro

AnatGe ofrece una extensa gama de tipos de máscara para adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes y los diferentes tipos de tratamiento:

- ▶ Máscaras Multipunto con Anclaje Push-Pins.
- ▶ Máscaras Multipunto con Anclaje en L.
- ▶ Máscaras Tipo U y Tipo S con refuerzo (IMRT) y sin refuerzo.
- ▶ Máscaras de SRS Compatible con Sistemas BrainLab.
- ▶ Máscaras en V Compatible con Sistemas ELEKTA.
- ▶ Máscaras compatibles con SGRT.





**PRECISIÓN:** Nuestros termoplásticos permiten alcanzar precisiones inferiores a los 2 mm.



**COMODIDAD PACIENTE:** Los termoplásticos incluyen recubrimientos antiadherentes para evitar que puedan adherirse a la piel o el cabello de los pacientes.

Perforaciones disponibles:



“eXaCast máxima calidad para alcanzar el mejor resultado.”

# Termoplásticos eXaCast

## Máscaras multipunto con anclajes Push-Pins (eXaCast Accuracy)



Referencia	eXaCast Accuracy	
AGOP31123-MC-NH	Cabeza 3 puntos	Micro   2,3 mm espesor
AGOP31123L-MC-NH	Cabeza & cuello 3 puntos	Micro   2,3 mm espesor
AGOP41123-MC-NH	Cabeza & Hombros 4 puntos	Micro   2,3 mm espesor
AAGOP51123-MC-NH	Cabeza & Hombros 5 puntos	Micro   2,3 mm espesor

## Máscaras multipunto con anclajes Push-Pins (eXaCast)




Referencia	eXaCast	
AGOP32224S	Cabeza 3 puntos	Mini   2,4 mm espesor
AGOP32224	Cabeza & cuello 3 puntos	Mini   2,4 mm espesor
AGOP42224	Cabeza & Hombros 4 puntos	Mini   2,4 mm espesor
AGOP52224	Cabeza & Hombros 5 puntos	Mini   2,4 mm espesor

## Máscaras multipunto con anclajes Push-Pins (HybridCast)



Referencia	HybridCast	
AGOP31116-HYB	Cabeza 3 puntos	Micro / No perfo   1,6/1 mm espesor
AGOP31116-HYB-SG	Cabeza 3 puntos para SGRT	Micro / No perfo   1,6/1 mm espesor
AGOP31116L-HYB	Cabeza & Cuello 3 puntos	Micro / No perfo   1,6/1 mm espesor
AGOP31116L-HYB-SG	Cabeza y Cuello 3 puntos para SGRT	Micro / No perfo   1,6/1 mm espesor
AGOP51116-HYB	Cabeza & Hombros 5 puntos	Micro / No perfo   1,6/1 mm espesor
AGOP51116-HYB-SG	Cabeza & Hombros 5 puntos para SGRT	Micro / No perfo   1,6/1 mm espesor

## Máscaras multipunto con anclaje en L (eXaCast Accuracy)



Referencia	eXaCast Accuracy	
AGO31123 MC-NH	Cabeza 3 puntos	Micro   2,3 mm espesor
AGO31123L-MC-NH	Cabeza & Cuello 3 puntos	Micro   2,3 mm espesor
AGO41123-MC-NH	Cabeza & Hombros 4 puntos	Micro   2,3 mm espesor
AGO51123-MC-NH	Cabeza & Hombros 5 puntos	Micro   2,3 mm espesor



# Termoplásticos eXaCast

## Máscaras multipunto con anclaje en L (eXaCast)




Referencia	eXaCast	
AGO32224S	Cabeza 3 puntos	Mini   2,4 mm espesor
AGO32224	Cabeza & Cuello 3 puntos	Mini   2,4 mm espesor
AGO42224	Cabeza & Hombros 4 puntos	Mini   2,4 mm espesor
AGO52224	Cabeza & Hombros 5 puntos	Mini   2,4 mm espesor

## Máscaras SRS compatible con Brainlab (eXaCast Accuracy)



Referencia	eXaCast Accuracy	
AGBRS1523	Cabeza	Micro / Multi / No perfo   3 & 2,3 mm espesor
AGBRL1523	Cabeza & Mentón	Micro / Multi / No perfo   3 & 2,3 mm espesor
AGBRS2223	Cabeza	Perfo A / Multi / No perfo   3 & 2,3 mm espesor
AGBRL2223	Cabeza y Mentón	Perfo A / Multi / No perfo   3 & 2,3 mm espesor
AGBRS3630	Cabeza	Multi / No perfo   3 & 2,3 mm espesor
AGBRL3630	Cabeza & Mentón	Multi / No perfo   3 & 2,3 mm espesor
AGBRH3630	Cabeza & Hombros	Multi / No perfo   3 & 2,3 mm espesor

## Máscaras multipunto con anclaje en L (HybridCast)



Referencia	HybridCast	
AGO31116-HYB	Cabeza 3 puntos	Micro / No perfo   1,6/1 mm espesor
AGO31116-HYB-SG	Cabeza 3 puntos para SGRT	Micro / No perfo   1,6/1 mm espesor
AGO31116L-HYB	Cabeza & Cuello 3 puntos	Micro / No perfo   1,6/1 mm espesor
AGO31116L-HYB-SG	Cabeza y Cuello 3 puntos para SGRT	Micro / No perfo   1,6/1 mm espesor
AGO51116-HYB	Cabeza & Hombros 5 puntos	Micro / No perfo   1,6/1 mm espesor
AGO51116-HYB-SG	Cabeza & Hombros 5 puntos para SGRT	Micro / No perfo   1,6/1 mm espesor

## Máscaras SRS compatible con Fraxion (HybridCast)



Referencia	HybridCast	
AGESRS2420	Cabeza	Variable / No perfo   2/1 mm espesor
AGESRS2420L	Cabeza & Cuello	Variable / No perfo   2/1 mm espesor
AGESRS2420L-SG	Cabeza y Cuello para SGRT	Variable / No perfo   2/1 mm espesor


# eXaCast Thermoplastic

## Máscaras SRS compatible con Gamma Knife (HybridCast)



Referencia	HybridCast	
AGEGK1116	Cabeza	Micro / No perfo   1,6/1 mm espesor
AGEGK1123	Cabeza	Micro / No perfo   2,3/1 mm espesor

## Máscaras Tipo-S (eXaCast)



Referencia	eXaCast	
AGCS12224	Cabeza	Mini   2,4 mm espesor
AGCS22224	Cabeza & Cuello	Mini   2,4 mm espesor
AGCS32224	Cabeza & Hombros	Mini   2,4 mm espesor
AGCS13630	Cabeza	Multi   3 mm espesor
AGCS23630	Cabeza & Cuello	Multi   3 mm espesor
AGCS33630	Cabeza & Hombros	Multi   3 mm espesor
AGCS1IMRT2224	Cabeza	IMRT   2,4 mm espesor
AGCS2IMRT2224	Cabeza & Cuello	IMRT   2,4 mm espesor
AGCS3IMRT2224	Cabeza & Hombros	IMRT   2,4 mm espesor
AGCS1IMRT3630	Cabeza	IMRT   3 mm espesor
AGCS2MRT3630	Cabeza & Cuello	IMRT   3 mm espesor
AGCS3IMRT3630	Cabeza & Hombros	IMRT   3 mm espesor

## Máscaras Tipo-U (eXaCast)



Referencia	eXaCast	
AGU12224	Cabeza	Mini   2,4 mm espesor
AGU22224	Cabeza & Cuello	Mini   2,4 mm espesor
AGU13630	Cabeza	Multi   3 mm espesor
AGU23630	Cabeza & Cuello	Multi   3 mm espesor
AGU1IMRT2224	Cabeza	IMRT   2,4 mm espesor
AGU2IMRT2224	Cabeza & Cuello	IMRT   3 mm espesor
AGU1IMRT3630	Cabeza	IMRT   3 mm espesor
AGU2IMRT3630	Cabeza & Cuello	IMRT   3 mm espesor

## Máscaras Tipo-V (Violet Series)



Referencia	eXaCast	
MR-E11524VL	Cabeza	Micro   2,4 mm espesor
MR-E21524VL	Cabeza & Cuello	Micro   2,4 mm espesor
MR-E31524VL	Cabeza & Hombros	Micro   2,4 mm espesor
MR-E1IMRT24VL	Cabeza	IMRT   2,4 mm espesor
MR-E3IMRT24VL	Cabeza & Hombros	IMRT   2,4 mm espesor