

eaSyChest

Sistema Abatible de Inmovilización de Tórax

eaSyChest es un sistema de posicionamiento de brazos diseñado para la correcta y precisa inmovilización del tórax. Su especial diseño permite también el tratamiento de lesiones cercanas al cuello y la indexación de colchones tipo Moldcare o TOTIM. El sistema es también compatible con reposacabezas estándar y es completamente indexable.



Reposabrazos regulable (posiciones **A, B, C y D**).



Fácil de transportar.



Fácil de guardar.

Sistema de velcros de sujeción para mejorar confort del paciente.

Reposamuñecas regulable (posiciones **K y U**).



Sistema abatible ajustable (alturas **1, 2 y 3**).

