

eaSyGroin

Sistema de Inmovilización de Pelvis & Abdomen

El sistema eaSyGroin emplea máscaras termoplásticas adaptadas para la inmovilización de pelvis y abdomen. Estas máscaras incluyen dos perfiles en L, que pueden indexarse en diferentes posiciones a los lados del paciente y ser asegurados mediante abrazaderas deslizantes. Además, incluyen un tercer perfil que se indexa en la zona inguinal mediante el mismo sistema. eaSyGroin facilita sustancialmente el reposicionamiento y la inmovilización de la zona pélvica, evitando rotaciones y reduciendo el desplazamiento cráneo-caudal.

El sistema de anclaje de perfiles en L permite la fijación de estos hasta en **3 posiciones en cada lateral** y hasta en **8 posiciones en la zona inguinal**. También incluye dos **reglas laterales visibles exteriormente y en las imágenes de CT**.

eaSyGroin es **MR compatible** (MR condicional 3T) e indexable mediante una o dos barras indexadoras. Sus reducidas dimensiones permiten que pueda ser empleado en "gantries" de pequeño diámetro.

“eaSyGroin facilita sustancialmente el reposicionamiento y la inmovilización de la zona pélvica, evitando rotaciones y reduciendo el desplazamiento cráneo-caudal.”

