

Suremark

Marcaje Preciso de la Piel

Suremark labels

Uno de los más populares y versátiles marcajes adhesivos de Suremark. Disponen de una pequeña ala para su fácil retirada. Están disponibles en diferentes formatos, según el tamaño de la esfera.



Referencia	Descripción	Unidades
SL-10	Esfera 1 mm sobre etiqueta de 15 mm	110 por caja
SL-15	Esfera 1.5 mm sobre etiqueta de 15 mm	110 por caja
SL-20	Esfera 2 mm sobre etiqueta de 15 mm	110 por caja

Suremark Tabs

Las tiras Suremark están diseñadas para mantener todas las características de Suremark Labels con el beneficio añadido que aporta la propia tira para aquellas lesiones más prominentes donde ofrece una mejor adaptación a la piel. Está disponible en diferentes formatos, según el tamaño de la esfera.



Referencia	Descripción	Unidades
SL-15T	Esfera 1.5 mm sobre etiqueta de 35 mm	110 por caja
SL-20T	Esfera 2 mm sobre etiqueta de 35 mm	110 por caja
SL-25T	Esfera 2.5 mm sobre etiqueta de 35 mm	110 por caja

Suremark Wire


Es el marcaje adhesivo en forma de cable más popular de Suremark. Es especialmente útil para el marcaje de lesiones alargadas o cicatrices. Está disponible en diferentes tamaños, según el diámetro del cable.



Refer.	Descripción	Unidades
SL-W3	0.3 mm Ø cable recubierto adhesivo forma diamante	336 cm por caja
SL-W8	0.8 mm Ø cable recubierto adhesivo forma diamante	336 cm por caja
SL-W15	1.5 mm Ø cable recubierto adhesivo forma diamante	336 cm por caja

Suremark Visionmark


Está especialmente formulado como marcador no-metálico, que permite obtener precisión en diferentes aplicaciones. Está disponible en diferentes formatos, según el tamaño de la esfera o el cable.



Referencia	Descripción	Unidades
V-20	Esfera 2.0 mm sobre etiqueta adhesiva	110 por caja
V-25	Esfera 2.5 mm sobre etiqueta adhesiva	110 por caja
V-30	Esfera 3 mm sobre etiqueta adhesiva	50 por caja

Suremark CT Mark


Este marcaje adhesivo está especialmente formulado con materiales no metálicos, que son el resultado de años de investigación. Se obtiene así un marcador que genera muy pocos artefactos y que es adecuado para la mayoría de los marcajes en CT. Está disponible en diferentes formatos según el tamaño de la esfera o diámetro de cable.



Refer.	Descripción	Unidades
CT-23	Esfera 2.3 mm sobre etiqueta adhesiva	110 por caja
CT-W10	1 mm Ø cable recubierto adhesivo forma diamante	336 cm por caja
CT-W20	2 mm Ø cable recubierto adhesivo forma diamante	336 cm por caja

Suremark PortalMark Labels

En lugar de los tatuajes permanentes o temporales, Suremark ha desarrollado los marcadores adhesivos PortalMark™. Estos marcadores están fabricados en material resistente al agua y transpirable para permanecer en piel hasta dos semanas sin desprenderse.



Referencia	Descripción	Unidades
PM-150	Marcadores isocentro y líneas de campo	50 hojas por caja
PM-325	Marcador isocentro adhesivo	110 por caja