

EXTREMIDADES


eaSyFix

Sistema de inmovilización de extremidades

eaSyFix

Sistema de inmovilización de extremidades


eaSyFix es un dispositivo de inmovilización diseñado para proporcionar una inmovilización precisa de las extremidades y otras áreas anatómicas complejas. Equipado con marcadores para fijar los colchones de inmovilización y múltiples áreas de indexación para máscaras termoplásticas, eaSyFix garantiza una inmovilización personalizada y precisa para la anatomía única de cada paciente. Este nivel de personalización garantiza una precisión excepcional en la reposición de extremidades durante el tratamiento.



Características Principales:

- Compatible con máscaras termoplásticas de anclaje con pines.
- Fabricado en materiales no artefactantes y de baja atenuación.
- Incluye 5 marcadores de colchón.
- Sus amplias opciones de configuración lo convierten en un dispositivo altamente versátil, que se puede utilizar no sólo en inmovilización de extremidades, sino también en áreas complicadas que necesitan gran precisión como mama, tórax o pelvis.
- Indexable a cualquier mesa de simulación o tratamiento con barras de indexación estándar.

Versátil, Personalizable y Preciso:



Piernas




Brazos



Espalda



Mama



eXaCast®, Máscaras Termoplásticas de Alta Precisión.

Referencia	Termoplástico	Dimensiones	Área de inmovilización
AGEX21123-MC	Microperfo 2,3 mm espesor	150x130 mm	Brazo
AGEX21123L-MC	Microperfo 2,3 mm espesor	165x195 mm	Rodilla
AGEX41123-MC	Microperfo 2,3 mm espesor	355x172,5 mm	Pierna
AGEX31123-MC	Microperfo 2,3 mm espesor	262,5x220 mm	Pie
AGP41123K-MC	Microperfo 2,3 mm espesor	300x344 mm	Tórax Pelvis
AGB21123-MC	Microperfo 2,3 mm espesor	250x430 mm	Tórax Mama
AGBCP1123	Microperfo 2,3 mm espesor	520x450 mm	Tórax Abdomen

**Colchones Moldcare®**

Referencia	Dimensiones
Moldcare R1 II BR-1	40 x 60 cm
Moldcare R1 II BR-3	60 x 60 cm

**eXaSkin Plus®**

Referencia	Producto
AG1001003-150	eXaSkin Plus 150
AG1001003-225	eXaSkin Plus 225
AG1001003-650	eXaSkin Plus 650 Breast





Anatomical Geometry, S.L.

Parque Industrial y de Servicios Aljarafe.
C/ Formación N° 6, CP 41927,
Mairena del Aljarafe, Sevilla.

Tel. switchboard: +34 911 436 793.
Fax.: +34 911 238 549.

info@anatge.com

www.anatge.com

