

iCe Arm Support

Sistema de inmovilización de tórax MR compatible

iCe Arm Support es un sistema de posicionamiento de brazos que permite la correcta inmovilización de tórax.

Características Principales:

- Agarraderas para las manos con 10 posiciones diferentes (1-10), que posibilita ajustarse a las necesidades del pacientes.
- Compatible con reposacabezas de espuma tipo TIMO, SILVERMAN (PVC) o Donut.
- Dispone de dos marcadores de colchón para la indexación de colchones personalizados tipo MOLDCARE.
- Punto de anclaje de barra indexadora para su indexación a la mesa de simulación o tratamiento.
- Compatible con resonancia (MR condicional 3T).



Producto	Referencia
Sistema de inmovilización	
iCe Arm Support	AG1001074