

Baño de Agua

Baño térmico de agua analógico y digital



Baño de agua con regulación y lectura digital o analógica de la temperatura.

Características Principales:

- ▶ Capacidad 40L.
- ▶ Temperatura: 5° – 99,9°C.
- ▶ Tiempo de mantenimiento de temperatura programable (0-99,5 h- Serie digital).
- ▶ Termostato de seguridad.
- ▶ Resistencia eléctrica en acero inoxidable.
- ▶ Grifo de desagüe incorporado.
- ▶ Incluye la bandeja cubre resistencia perforada y tapa transparente perforada opcional.

eXaCast Oven EX-631

Horno de convección




Horno industrial diseñado con dimensiones compactas para una instalación sin esfuerzo. Su tecnología avanzada garantiza una distribución uniforme del calor en todo el interior, al mismo tiempo que mantiene las superficies y el vidrio externo fríos al tacto.

Características principales:

- ▶ Sin instalación y reducido mantenimiento.
- ▶ Alimentación eléctrica monofásica.
- ▶ Dimensiones internas: 680x470x285mm.
- ▶ Puerta doble con cristal doble.
- ▶ Luz interior.

Mesa Simulación

Camilla elevable



Esta mesa de simulación está diseñada específicamente para la simulación.

Características principales:

- ▶ Ajuste en altura electrónicamente.
- ▶ Sistema de ruedas para su fácil desplazamiento.
- ▶ Pedal de freno para fijar su posición.
- ▶ Diferentes puntos de indexación compatibles con barras estándar.
- ▶ Dimensiones: 190 cm de largo por 53,5 cm de ancho.

Reposacabezas Silverman

Reposacabezas de PVC



Este producto es compatible con la mayoría de sistemas de inmovilización de cabeza y cabeza & hombros existentes en el mercado.

Características principales:

- ▶ Está fabricado en PVC transparente de altas prestaciones y muy radiotransparente.
- ▶ Se puede limpiar con agua, alcohol o antisépticos no abrasivos.
- ▶ Las diferentes alturas y contornos brindan la versatilidad necesaria para lograr la angulación deseada de la cabeza.
- ▶ Cada modelo está codificado con una letra (A ~ F) para una fácil identificación durante el uso diario.

Reposacabezas Blue Series

Reposacabezas de Espuma Rígida



Este producto es una evolución mejorada del clásico reposacabezas TIMO. Presenta un tacto más agradable, superficies suaves y formas más redondeadas, que le aportan una imagen más actual sin perder su funcionalidad.

Características principales:

- ▶ Fabricado en espuma rígida de poliuretano y recubierto de piel integral, combina a la perfección comodidad, dureza, durabilidad y radiotransparencia.
- ▶ Las diferentes alturas y contornos brindan la versatilidad necesaria para lograr la angulación y la posición deseada de la cabeza.
- ▶ Se puede limpiar con agua, alcohol o antisépticos no abrasivos.
- ▶ Cada modelo está codificado con una letra (A ~ F) para una fácil identificación para el uso diario.

Reposacabezas Prono

Reposacabezas de Espuma Rígida de Prono



Este producto está diseñado para el posicionamiento en prono de pacientes, ofreciendo un apoyo cómodo para la barbilla y la frente. Son adaptables a cualquier sistema estándar de inmovilización de cabeza y cabeza & hombros, mediante el uso de adaptadores específicos.

Características principales:

- ▶ Fabricado en espuma rígida de poliuretano y recubierto de piel integral.
- ▶ Combina a la perfección comodidad, dureza, durabilidad y radiotransparencia.
- ▶ Se puede limpiar con agua, alcohol o antisépticos no abrasivos.
- ▶ Disponible en dos modelos para una mejor adaptación a cada paciente.

Almohada PronePillo

Almohada anatómica en prono



Este producto está diseñado para el posicionamiento en prono de pacientes, ofreciendo un apoyo cómodo para los brazos y cara. PronePillo puede usarse en combinación con otros dispositivos de prono, tales como eXaProne.

Características principales:

- ▶ Fabricado en espuma rígida de poliuretano y recubierto de piel integral.
- ▶ Combina a la perfección comodidad, dureza, durabilidad y radiotransparencia.
- ▶ Se puede limpiar con agua, alcohol o antisépticos no abrasivos.
- ▶ Compatible con sistemas de prono abiertos o sin soporte específico para brazos y cabeza.

Cojines de Soporte

Cojines de soporte multiposición



Cojines de espuma rígida con cubierta de fácil limpieza en color gris claro.

Disponible en varias formas para adaptarse a las necesidades del paciente:

- ▶ Cuña: 40 x 15 x 25 cm.
- ▶ Cilindro: 15 (∅) x 40 cm.
- ▶ Medio Cilindro: 15 x 15 x 40 cm.
- ▶ Almohada: 20 x 35 x 15 cm.
- ▶ Otros formatos disponibles" bajo consulta.

Barras Indexadoras

Sistemas de fijación de equipos



AnatGe ofrece una amplia gama de barras de indexación fabricadas en fibra de carbono y adaptadas a cada mesa de tratamiento o CT, según el fabricante:

- ▶ ELEKTA
- ▶ VARIAN

Bolus Action

Bolus de silicona



Bolus de alta adaptabilidad al contorno de la superficie corporal sin ningún cambio relevante en el grosor.

Esta fabricado en material no alergénico y biocompatible, que puede limpiarse con agua o detergentes de base alcohólica.

Se presenta en dos grosores (0,5 y 1cm) y se puede cortar fácilmente al tamaño deseado con tijeras.

ELASTOGEL


Plancha autoadhesiva



Elastogel es fácil de aplicar, sus propiedades adhesivas permiten su uso en cualquier contorno. Se presenta en dos grosores (0.6|1.25 cm) y en diferentes tamaños.

Trident Oral Bite

Mordedor para inmovilización



El producto Trident Oral Bite está disponible en tres formatos adaptados para diferentes tamaños de piezas dentales (incisivos) para así facilitar el posicionamiento del maxilar. El sistema también ayuda al desplazamiento de la lengua y favorece la generación de un canal, a través del cual el paciente puede respirar libremente.

Formatos disponibles:

- ▶ Ref: BBCTOB1: 40x80x15 W:40 x L:80 x H:15
- ▶ Ref: BBCTOB2: -40x80x25 W:40 x L:80 x H:25
- ▶ Ref: BBCTOB3: -40x80x30 W:40 x L:80 x H:30