


Simply I

Sistema de inmovilización de cabeza compatible con máscaras Tipo U.



Características principales:

- Ligero y de fácil manejo.
- Compatible con reposacabezas estándar tipo SILVERMAN (PVC).

Producto	Referencia
Sistema de inmovilización	
Simply I	AG1001077

Simply II

Sistema de inmovilización de cabeza abatible compatible con máscaras Tipo U.



Características principales:

- 6 posiciones de inclinación diferentes (0°, 5°, 10°, 15°, 20° y 25°).
- Ligero y de fácil manejo.
- Compatible con reposacabezas estándar tipo SILVERMAN (PVC).

Producto	Referencia
Sistema de inmovilización	
Simply II	AG1001079