

# WingFrame L

## Sistema de inmovilización de cabeza y hombros

WingFrame L es un sistema de inmovilización de cabeza y de cabeza-hombros, adaptado para su uso en tratamientos de radioterapia. Es compatible con máscaras termoplásticas tipo-S de cabeza y de cabeza-hombros. El equipo puede incorporar un retractor de hombros con 10 posiciones para adaptarse a las necesidades del paciente.

### Características Principales:

- Muy ligero y fabricado en material compuesto para una mínima atenuación.
- Compatible con reposacabezas estándar tipo TIMO (Espuma) y SILVERMAN (PVC).
- Compatible con máscaras estándar tipo-S de cabeza, cabeza-cuello y cabeza-hombros.
- Retractor de hombros con 10 posiciones como accesorio opcional.
- Disponible en versión MR CONDICIONAL hasta 3 Teslas (WingFrame LFV-MR).

Producto	Referencia
<b>Sistema de Inmovilización</b>	
WingFrame LFC Fibra de Carbono	AG1001076
WingFrame LFV-MR compatible	AG1001054
<b>Accesorios</b>	
Retractor de hombros	AG1001073



\*WingFrame LFC con retractor de hombros.